





ETUDE - CONCEPTION - AMENAGEMENT

Equipements	Description	Nos réalisations
<p>Instruments</p>  	<p>Conception et réalisation d'instruments n'existant pas dans le commerce, afin de répondre à une application spécifique.</p> <p>Notre bureau d'étude s'est entouré de techniciens :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mécanicien monteur - Automaticien - Electrotechnicien - Spécialistes. <p>Nos logiciels, nous permettent de dessiner et de réaliser des calculs de résistance des matériaux.</p> 	<p>Appareil électrophorèse pour l'enseignement, grande capacité :</p>  <p>Agitateur rotatif 12 postes, avec variateur de vitesse, entraînement par courroie dentée.</p>  <p>Poste pour le rinçage de flacons pharmaceutiques, avec vanne à actionneur pneumatique.</p> 

Consultez plus de réalisations sur le site internet www.ideaconception.fr !



REPARATION - METROLOGIE

Produits

Réparation appareillages divers:

Agitateurs
Plaques chauffantes
Pompes
Etuve
Machines à glace
Distillateurs
Fours, etc.



Applications

Analyse de la panne en atelier, et établissement d'un devis de réparation. Commande des pièces détachées auprès des fabricants si nécessaire.

L'atelier de réparation est situé en région Rhône Alpes pour éviter tout risque lié au transport de l'appareil.

Etalonnage et maintenance:

Balances
Micropipettes
Spectrophotomètres.



Prise en charge de votre appareil par un laboratoire accrédité, avec délivrance d'un certificat.

Refonte du platine



Récupération et traitement du platine usagé pour la réalisation de nouveaux creusets.